

# Bio-Med Devices

## NEO<sub>2</sub> BLEND



En gasblandare för varje  
tillfälle  
neonatal, barn och vuxen



Bio-Med Devices tillverkar precisionsblandare för luft och syrgas. Den unika, gasbesparande NEO2 BLEND är designad för neonatal, pediatrik och vuxen intensivvård och har två integrerade flödesmätare.

På NEO2 BLEND kan gasflödet stängas av utan att någonting behöver kopplas loss från blandaren. På så vis sparas tid, möda, och gas vilket i sin tur innebär ekonomiska besparingar. Det betyder också att gasblandaren alltid är redo för användning.

**Noggrann**

**Tillförlitlig**

**Ekonomisk**

**Liten och smidig**

**Dubbla flödesmätare**

## Finns i en mängd olika konfigurationer



MID-FLOW  
with bleed switch  
and bottom output



HIGH/LOW FLOW  
with three outputs



LOW FLOW  
with 15 lpm flowmeter,  
bleed switch and  
bottom output



LOW FLOW  
with two side  
outputs



HIGH FLOW  
with single  
bottom output

### Specifikationer

Syrgas %	21 - 100%
Antal portar	1-3 (valfri konfiguration)
Noggrannhet	+/- 3%
Storlek	9,2 x 13,7 x 11.7 cm.
Vikt	1.45 kg.



MEDICAL  
MARKET AB

Bio-Med Devices Inc.  
61 Soundview Road  
Guilford, CT 06437  
USA  
Telephone: 1-800-224-6633 or 203-458-0202  
Fax: 203-458-0440  
Website: [www.biomeddevices.com](http://www.biomeddevices.com)  
E-mail: [custserv@biomeddevices.com](mailto:custserv@biomeddevices.com)



Specifications subject to change without notice.

Distributed by

Medical Market INT AB  
Sehlstedtgatan 6  
115 28 STOCKHOLM  
08 767 70 00  
[www.medicalmarket.se](http://www.medicalmarket.se)  
[info@medicalmarket.se](mailto:info@medicalmarket.se)